

緑内障 Glaucoma

RSD-1 Duo 網膜マップ 緑内障 両眼解析表示


ひとつの検査結果で緑内障の診断に必要なさまざまな解析結果を表示することができます。

GCC+RNFL
正常眼DB

GCC GChart

GCC S/I解析

GCC厚みマップ



50°カラー眼底画像

RNFL S/I + whole解析

RNFL TSNIT解析


RNFL Clock hours解析

RNFL
厚みマップ

Retina Viewer for EyeLink*1

Retina Viewer for EyeLink*1は、RSD-1 Duoで撮影したOCT/OCT-A画像に対し、多彩な解析を実現します。


*1 EyeLinkはRSD-1 Duoとは別製品であり、RSD-1 Duoの構成には含まれません。Retina ViewerはEyeLinkのオプションソフトウェアです




*2 設計段階でのみ用いており、製品での自律学習はいたしません

*3 Bruch's membrane opening

乳頭マップ 両眼解析



フォローアップ解析（緑内障） 黄斑マップ（Progression*4）



*4 対象マップ：乳頭マップ、網膜マップ、黄斑マップ

長眼軸長正常眼データベース

26 mm以上29 mm未満の眼軸長に対応した正常眼データベースです。

